


# TECHNISCHE INFORMATION

**KLEEN  
PURGATIS**

## FLÄCHENDESINFektionsMITTEL

### OROSEPT K

VAH-gelistet (DGHM) und DVG-gelistet



Art.-Nr. 142.532 10-l-Kanister  
Art.-Nr. 142.533 6 x 1-l-Flasche

- reinigende Flächendesinfektion für den **Küchenbereich**, im Schwimmbad, in **Saunen**, Krankenhäuser, Altenheime und allg. Praxis
- **besonders** wirtschaftlich
- wirksam gegen gramnegative und grampositive Bakterien, Hefen, Pilze, Viren, einschl. HBV- und HIV-Viren
- **aldehydfrei**

#### ANWENDUNGSBEREICH:

Das Produkt ist in der entsprechenden Verdünnung zur Reinigung und Desinfektion im Küchenbereich, in Schwimmbädern, Sanitär, Saunen, Krankenhäusern und in der allgemeinen Praxis geeignet.

#### DOSIERUNG UND KONTAKTZEITEN:

##### FLÄCHENDESINFektion gemäß VAH:

Konzentration	Einwirkzeit
5,0 %	15 Min.
2,0 %	60 Min.
1,0 %	240 Min.

##### DOSIERTABELLE:

Konzentration in %	ml auf 1 l Wasser	ml auf 8 l Wasser (ca. 1 Eimer)	ml auf 10 l Wasser
0,25	2,5	20	25
0,5	5	40	50
0,75	7,5	60	75
1	10	80	100
1,5	15	120	150
2	20	160	200
3	30	240	300
4	40	320	400
5	50	400	500
7,5	75	600	750

**DOSIERUNG IM BEREICH LEBENSMITTEL gemäß DVG:** Die Angaben der Wirksamkeit beziehen sich auf eine Desinfektionslösung von ca. 400 ml/m<sup>2</sup> Oberfläche; die Oberfläche muss vollständig benetzt werden.

##### Wenig belasteter Bereich bei 20 °C:

Bakterizidie: 1,5%ige Lösung: 30 Minuten; 1,0%ige Lösung: 60 Minuten  
Fungizidie: 0,25%ige Lösung: 30 Minuten; 0,125%ige Lösung: 60 Minuten

##### Belasteter Bereich bei 20 °C:

Bakterizidie: 3,0%ige Lösung: 30 Minuten; 2,5%ige Lösung: 60 Minuten  
Fungizidie: 0,75%ige Lösung: 30 Minuten; 0,5%ige Lösung: 60 Minuten  
Anwendungshinweise: Nur in den vorgeschriebenen Konzentrationen und Zeiten anwenden.  
Hautkontakt mit dem Konzentrat vermeiden. Sicherheitshinweise unbedingt beachten.

Für die nicht sachgemäße Anwendung und daraus resultierende Schäden kann keine Haftung übernommen werden.

#### TECHNISCHE DATEN:

Aussehen: ..... farblose Flüssigkeit  
Geruch: ..... produktspezifisch  
Dichte: ..... 1020 g/l  
pH-Wert im Konzentrat: ..... 11

#### INHALTSSTOFFE:

Unter 5 %: ..... kationische Tenside, EDTA  
5-15 %: ..... nichtionische Tenside  
Weitere Angaben: ..... in 100 g Orosept K sind 4,5 g Didecyldimethylammoniumchlorid als Desinfektionswirkstoff enthalten

Giscode: ..... GD 30  
Zulassungs-Nummer: ..... N-11942 · Zugelassen zur Desinfektion im Lebensmittelbereich  
Haltbarkeit: ..... im Originalgebinde 3 Jahre

#### KENNEICHNUNG:



**Xi - Reizend**

#### GEFAHRENHINWEISE UND SICHERHEITSRATSCHLÄGE:

- R 41: Gefahr ernster Augenschäden.  
S 2: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.  
S 25: Berührung mit den Augen vermeiden.  
S 26: Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser ausspülen und Arzt konsultieren.  
S 39: Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen.  
S 46: Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen.

**TRANSPORT:** Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

**KLEEN PURGATIS GmbH**  
Dieselstraße 10  
D-32120 Hiddenhausen  
Fon +49 (0) 5223 9970-40  
Fax +49 (0) 5223 9970-50  
info@kleen-purgatis.de  
www.kleen-purgatis.de

**KLEEN PURGATIS  
INTERNATIONAL AG**  
Firststrasse 15  
CH-8835 Feusisberg  
Fon +41 (0) 44 78686-68  
Fax +41 (0) 44 78686-69  
www.kleen-purgatis.ch

**Ein Unternehmen der  
BUDICH GRUPPE**